

Microcentrífuga Personal Digital



Descripción:

Microcentrífuga personal de velocidad variable con rotor para 8 tubos de 1.5/2.0ml y 8 adaptadores para tubos de 0.4/0.5ml y 8 adaptadores más para 0.2/0.3ml, rotor 16*0.2ml para tiras PCR , reloj. Motor DC libre de carbones y larga durabilidad. Arranque y frenado suave. Sensor de desbalanceo, freno automático al abrir la tapa. Ventosas de goma en la base para una mejor sujeción.

Especificaciones:

Catalogo	CR-68X
Modelo	RONDO
Velocidad Max.	6000RPM
Fuerza centrífuga (RCF)	2000
Incrementos de velocidad	100 RPM
Reloj	0 A 25min
Temperatura de Operación	4°C A +65°C
Humedad de Operación	Max 80% A 20°C
Peso	1.1 kg
Medidas Totales (L*W*H)	162*157*116mm
Alimentacion eléctrica	100-220V, 50/60HZ