

# THRUSOFT

## Aparato de Extracción de 6 Unidades



### Descripción:

Aparato de 6 unidades, diseñado para extracción y Soxhlet, controles individuales de temperatura, unidades calefactoras tipo mantilla con fibra de vidrio, interruptor térmico de seguridad, gran capacidad. Incluye 6 pinzas con sujetadores y 3 varillas de soporte de acero inoxidable.

### Especificaciones:

Catalogo	EXT-6H-F100
Rango de temperatura	40- 400°C
Capacidad Maxima	Hasta 1000ml
Peso	15kg
Medidas de la base (W*D*H)	1114*280*140mm
Medidas totales (W*D*H)	1114*280*700mm
Alimentación Eléctrica	120V, 60Hz