

Phmetro digital de mesa pH/mV/°C



Descripción:

Phmetro digital de mesa, funciones pH/mV/°C, calibración en 2 puntos, pantalla de LCD, memoria para 99 pruebas, salida de datos por USB, ATC. Gran utilidad para medir la acidez o alcalinidad del suelo en la agricultura, la calidad del agua para el suministro domiciliario, las piscinas, remediación ambiental, elaboración de vino, elaboración de cerveza, asistencia sanitaria y aplicaciones clínicas como la química sanguínea y muchas otras áreas.

Especificaciones:

Catalogo	PRO1002256
Modelo	BANTE 920
Rango de pH	-2.000 -16.000 +/-0.005
Resolución pH (seleccionable)	0.1, 0.01, 0.001
Rango de mV	+/-1999.9
Sensibilidad	+/-0.2mV
Temperatura	De 0 a 100°C
Compensación de temperatura	0 – 100°C
Peso	1.5Kg.
Medidas totales (L*W*H)	210*188*60mm
Alimentación eléctrica	Convertidor AC/DC 5V.

Incluye electrodo de pH, sensor de temperatura, portaelectrodo, soluciones estándar en polvo (Buffer) y convertidor de corriente 5V.