

LUZEREN®

Baño de ultrasonido 2.5L



Descripción:

Baño de ultrasonido, con 5 ciclos de limpieza, sin calentamiento, control digital con pantalla de LED, reloj, fabricado con exteriores de ABS y tanque de acero inoxidable (SUS304), canasta de plástico de alta resistencia (ABS 757) Ideal para joyerías, ópticas, relojerías, laboratorios de odontología y algunas aplicaciones de la industria electrónica.

Especificaciones:

Catalogo	PRO1002603
Capacidad (litros)	2.5L
Ciclos (tiempo)	90, 180, 280, 380 y 480seg
Frecuencia	40kHz
Peso	2.4kg
Medidas interiores (L*W*H)	250*150*80mm
Medidas totales (L*W*H)	290*223*185mm
Consumo eléctrico	160W
Alimentación eléctrica	110V, 50/60 Hz

Incluye: Baño, tapa, canasta, cable de alimentación e instructivo