

Balanza analítica de 120g*0.1mg



Especificaciones:

Catalogo	CE-FA1204B
Capacidad / Tara	0 - 120g
Resolución	0.1mg
Error Máximo Permitido	0.5E/LE
Tiempo de estabilización	8seg
Tiempo de Integración Ajustable	2.5/5/10s
Tamaño del plato	80mm
Ajuste de Sensibilidad (ASD)	4 Modos: ASD-0: La mas Alta ASD-1: Alta ASD-2: Media ASD-3: Baja
Tiempo de Calentamiento	180min
Peso	8.5 Kg
Medidas totales (L*W*H)	350*210*346mm
Alimentación eléctrica	100V – 240V, 50/60Hz

Descripción:

Balanza analítica con calibración externa, pantalla grande de LCD retroiluminada, estructura metálica reforzada, gabinete de plástico ABS alta resistencia. Calibración con pesa de 100g. Plato redondo de acero inoxidable. Función de tara, conteo y unidad de medida (mg, g, Oz, Ct). Cabina protectora con 3 puertas deslizables de cristal + dos fijas. Cuenta con interfaz estándar RS232C bidireccional para conexión directa a ordenador o impresora. Cuenta con nivel de burbuja y 2 perillas niveladoras en su base.