

CESLAB

Balanza analítica LCD táctil 220g*0.1mg

Especificaciones:


Catalogo	CE-FA2204T
Capacidad	0 - 220g
Resolución	±0.0001g (0.1mg)
Linealidad	±0.0003g
Repetibilidad	±0.0002g
Tiempo de estabilización	3 segundos
Tamaño del plato	80mm
Temperatura de operación	5-25°C
Cabina de pesaje	190*260*265mm
Peso	10 Kg
Medidas totales (L*W*H)	315*475*485mm
Alimentación eléctrica	120V 50/60 Hz



Descripción:

Balanza analítica con calibración interna, pantalla táctil 5" de LCD retroiluminada, estructura de aluminio reforzado, calibración con pesa de 200g. Función de tara, conteo y unidad de medida. Cabina protectora con 3 puertas de cristal templado. Nivel de burbuja. Cuenta con interfaz estándar RS232C para conexión directa a ordenador o impresora.

Pantalla de 5" LCD



Menú de opciones

