

CESLAB

Balanza digital para humedad 110g/0.01g



Descripción:

Balanza digital para humedad, pantalla de LCD retroiluminada, calentamiento con lampara halógena IR, memoria para 15 pruebas, calibración externa, tres tipos de secado, cámara interior de acero inoxidable. Conversión de resultados, función para tara, patas niveladoras (Parte frontal de la base). Útil en aplicaciones industriales, agrícolas, de laboratorio, la industria del tabaco, papel, alimentos, té, maíz, químicos, materiales textiles, etc.

Especificaciones:

Catalogo	CE-XY-110MW
Capacidad	110g
Resolución	0.01g
Rango de temperatura	40-199°C
Sensor de temperatura	PT-100
Rango de humedad	0.1 a 100%
Reloj	1-99 min
Pesada mínima	1g (ideal 3 - 5g.)
Diámetro del plato	90mm
Temperatura de operación AMB	5-35°C
Medidas del embalaje (W*H*D)	490*360*350mm
Peso	7.5 Kg
Consumo eléctrico	400W
Alimentación eléctrica	120V,50/60 Hz

Incluye pesa patrón de 100g, juego de 50 charolas redondas de aluminio para muestras, un soporte de charola, asa para charola y guarda cuadrada de aluminio contra viento.