

CESLAB

Balanza digital portátil 610g/0.01g



Descripción:

Balanza digital portátil, pantalla de LCD retroiluminada, plato redondo de acero inoxidable, tara en toda la capacidad, calibración con pesa de 200g. Unidad de medida seleccionable, función para conteo y calibración. Nivel de burbuja y patas niveladoras.

Especificaciones:

Catalogo	CE-XY6002C
Capacidad	610g
Resolución	0.01g
Linealidad	$\pm 0.03g$
Repetibilidad	$\pm 0.02g$
Pesaje mínimo	0.4g
Tiempo de estabilización	2 segundos
Diámetro del plato	130mm
Temperatura de operación	0-40°C
Medidas Totales	310*230*130mm
Peso	2.0 Kg
Consumo eléctrico	5W
Alimentación eléctrica	Adaptador AC 120V/6V DC

Incluye pesa patrón de 200g