

Balanza analítica 320g*0.1mg



Descripción:

Excelente opción para una tarea de rutina simple o un proceso de pesaje complejo. Ofrece excelente rendimiento, precisión y velocidad en la entrega de resultados, facilitando el trabajo de rutina en el laboratorio. Amplia cámara de cristal contra corrientes de aire que facilita la colocación de muestras y ofrece gran visibilidad gracias a sus marcos delgados. Cuenta con plato de acero inoxidable, carcasa de plástico de alta resistencia, pantalla alfanumérica de LCD con retroiluminación LED y dígitos grandes. Interfaz RS232 para transferencia de datos, comunicación directa ambiente Windows. Cuenta con tecnología de pesaje MonoTech que garantiza larga vida útil y robustez. Calibración interna automática y motorizada con pesas internas de calibración. Gancho de pesaje inferior para pesadas por debajo de la balanza. Protección de sobrecarga. Auto apagado automático para evitar consumos innecesarios.

Especificaciones:

Catalogo	CY324C
Capacidad	320g
Carga mínima	10mg
Sensibilidad (d)	0.1mg
Linealidad	±0.3mg
Repetibilidad (sd)	0.2mg
Tiempo de respuesta	2 - 3 segundos
Tamaño del plato	90mm
Unidades de medida	g, mg, ct, GN, mo, oz, dwt, t1T, t1H,t1S,mom, Bat, MS
Aplicaciones	PCS, pesada %, animal/pesada dinámica, control de pesos, determinación de densidad automática, formulación automática, calculo estadístico, etc.
Temperatura de operación	18-30°C
Peso	10.6 Kg
Altura de la cámara	228.5mm
Medidas equipo (W*D*H)	342.5*212*341mm
Medidas totales (W*D*H)	500*380*510mm
Alimentación eléctrica	Adaptador DC, entrada 100~240V/0,8A, salida 13V/15A, 50-60Hz.