



## Agitador orbital digital compacto



### Descripción:

Agitador orbital compacto, control digital, indicador LED, velocidad variable, tiene memoria no volátil para almacenar los valores programados. Incluye 4 magnetos y adaptador DC.

### Especificaciones:

Catalogo	DOS-20S
Modelo	SHKR-06
Medida de la Plataforma (L*W)	168 * 168mm
Carga máxima	1.5kg
Rango de Velocidad	10 A 250rpm
Amplitud del Giro	20mm
Tipo de Rotacion	Orbital
Reloj	1 – 9hr / Hold
Temperatura de Operación	+15°C A +40°C
Humedad de Operación	Max 80%
Peso	1.5 kg
Dimensiones(L*W*H)	205*170*70mm
Consumo eléctrico	≤12W
Alimentación Eléctrica	DC 12V, 700A