

Liofilizadora de mesa de 2 litros/día, de construcción robusta con pantalla digital, control con microprocesador, cuenta con cámara de acrílico para secado y manifold de 6 puertos (Tipo D), cuenta con sistema de protección de bomba, juego de 6 válvulas y adaptadores, bomba de vacío 100 LPM, soporte, incluye 6 frascos para vacío de 150ml. Acabado en pintura electrostática de alta resistencia.

Especificaciones:

Catalogo	FDB-5502
Formato	Vertical
Enfriamiento de trampa	-55°C
Capacidad	2 Litros
Controlador	Digital programable
Deshielo	Manual
Bomba de Vacío	100 LPM
Manifold	Tipo D de 6 puertos
Peso	40 Kg.
Medidas totales (W*D*H)	345*500*540mm
Medida de la trampa (Dia*L)	155*195mm
Alimentación eléctrica	220V, 1 Fase



(FDB-5502)



Proveedor de Laboratorios, S.A. de C.V.
Equipos y Reactivos para Investigación
Av. Siglo 21, # 50 Interior 116-A
Col. Santa Cruz de las Flores
Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco 45640
Tel. 3338488484
email: prolab@pro-lab.com.mx
www.prolab@pro-lab.com.mx



CONTROL