

Horno de convección mecánica 150L



Descripción:

Horno de uso general con convección mecánica, control digital PID con microprocesador, pantalla LCD de 4 dígitos, reloj, interruptor térmico de seguridad, interiores en acero inoxidable tipo 304, exterior en lamina esmaltada, puerta con empaque de silicón y ventana de cristal templado, Ventilador con paro automático al abrir la puerta. Aislante térmico de fibra de vidrio. Adecuado para horneado, secado, acondicionamiento, esterilización y control de calidad.

Especificaciones:

Modelo	LDO-150F
Capacidad	150 litros (5.5 cuft)
Rango de temperatura	35 A 250°C
Precisión	+/-1°C
Uniformidad	± 0.1°C a 121°C
Reloj	99 días 23hrs
Parrillas	2 piezas
Medidas interiores(W*D*H)	500*500*600mm
Medidas Exteriores (W*D*H)	650*750*950mm
Consumo eléctrico	2Kw
Alimentación eléctrica	110V +/-10%, 50/60 Hz