

# UNICO®

## Mezclador de tubos para 8 plazas



### Descripción:

Mezclador compacto de tubos para 8 plazas, velocidad fija, robusto, durable y silencioso, diseñado para el uso diario, realiza movimiento suaves y delicados a 25RPM para garantizar la preservación e integridad de las frágiles células de muestra sanguínea. Motor DC libre de carbones. Tapete o almohadilla reversible de silicon autoclavable. Gran aplicación en clínicas de salud animal, centros de investigación científica, geológica, etc. Incluso para algunas aplicaciones industriales para la prevención de sedimentación en muestras como aceites, lacas, suspensiones, cosméticos, etc.

### Especificaciones:

Catalogo	LTR100
Capacidad	8 tubos (hasta 15ml)
Velocidad fija	25 RPM, +/-2RPM
Angulo de inclinación	Partiendo de nivel son 30° hacia Arriba o 30° hacia abajo
Medidas totales (L*W*H)	230*220*120mm
Peso	1.8Kg
Alimentación eléctrica	100-240V 50/60Hz