



Mezclador de tubos para 32 plazas



Descripción:

Mezclador de tubos para 32 plazas (doble plataforma), velocidad variable, robusto y durable; es silencioso, diseñado para el uso diario, realiza movimientos delicados para garantizar la preservación e integridad de las frágiles células de sangre. Motor DC libre de carbones. Tapetes reversibles de silicon autoclavable. Gran aplicación en clínicas de salud animal, centros de investigación científica, geológica, etc. Incluso para algunas aplicaciones industriales para la prevención de sedimentación en muestras como aceites, lacas, suspensiones, cosméticos, etc.

Especificaciones:

Catalogo	LTR450
Capacidad	32 tubos (hasta 15ml)
Rango de velocidad	0-30 RPM
Carga máxima	1 Kg
Angulo de inclinación	40+/-3°
Medidas totales (L*W*H)	403*157*157mm
Peso	2.22Kg
Consumo eléctrico	15W
Alimentación eléctrica	100-240V 50/60Hz