

Horno de secado al vacío 27L



Descripción:

Horno de secado al vacío, control digital PID con microprocesador, pantalla de LED, reloj, alarma, interruptor térmico de seguridad, interiores en acero inoxidable tipo 304, exterior en lamina esmaltada. Ventana de cristal templado y empaque siliconado, Válvula de seguridad de 3 vías con liberación lenta de vacío para prevenir la dispersión de la muestra pulverizada. Adecuado para proceso delicado de vacío, prueba de humedad, desecación, etc.

Especificaciones:

Modelo	LVO-2030
Capacidad	27 litros (1.0 cuft)
Vacío	10 – 760mm/Hg
Rango de temperatura	35 A 250°C
Precisión	+/-0.1°C
Uniformidad	± 3.0°C a 120°C
Reloj	99 Hrs 99min
Medidas interiores(W*D*H)	300*300*300mm
Medidas Exteriores (W*D*H)	730*455*553mm
Consumo eléctrico	1.5Kw
Alimentación eléctrica	110V +/-10%, 50/60 Hz