



Balanza portátil 300g*0.01g



Descripción:

Balanza portátil compacta de 300g / 0.01g con calibración automática, fabricada en plástico de alta resistencia, tiene pantalla grande de LCD retroiluminada de 6 dígitos, incluye cámara removible de plástico transparente contra corrientes de aire con orificio de entrada para pipeta. Cuenta con plato redondo de acero inoxidable, apagado automático, indicador de batería y opera con adaptador AC/DC 115V (incluido).

Especificaciones:

Catalogo	MP300
Capacidad (Max)	300g
Legibilidad	0.01g
Tamaño del plato	110mm
Unidades de medida	g, kg, lb, oz
Temperatura de operación	0-40°C
Peso	1 Kg
Medidas embalaje (W*D*H)	330*185*90mm
Alimentación eléctrica	Adaptador DC, entrada 120V,50-60Hz. Salida 9V, 100mA / Baterías 6*1.5V AA