

LUZEREN®

Vaso de precipitado de vidrio 5L



Especificaciones:

Catalogo	PRO1001007
Modelo	1101-5000
Capacidad	5000ml
Graduación	500ml
Rango graduado	1000-5000ml
Diámetro	175mm (Aprox)
Altura	260mm (Aprox)
Material	Boro 3.3
Color	Claro

Descripción:

Vaso de precipitado de vidrio borosilicato 3.3, con fondo plano, forma baja con pico y borde reforzado. Serigrafía en color blanco para una mejor lectura. Recipiente idóneo para el proceso de precipitación, calentamiento, agitación, vaciado, mezclado, transportación de líquidos, preparado de disoluciones, etc.