


# LUZEREN®

## Matraz de ebullición 1000ml



### Especificaciones:

Catalogo	PRO1001009
Capacidad	1000ml
Altura	250mm
Diámetro del balón	130mm
Diámetro del cuello	40mm
Diámetro base	55mm (Aprox.)
Material	Boro 3.3
Color	Claro

### Descripción:

Matraz de ebullición de fondo plano con cuello largo y estrecho, manufacturado en vidrio borosilicato 3.3 con borde reforzado. Instrumento para procesos de ebullición, mezclado y calentamiento uniforme de sustancias, entre otros usos. Su base plana brinda estabilidad para su colocación en aparatos de agitación. Material básico de laboratorio para escuelas, institutos y universidades.