

LUZEREN®

Condensador tipo Graham (Serpentín) 300mm



Especificaciones:

Catalogo	PRO1001030
Largo de chaqueta	300mm
Diámetro de chaqueta	34mm
Largo total	480mm
Material	Vidrio Boro 3.3
Color	Claro

Descripción:

Condensador tipo Graham (serpentin) de vidrio Boro 3.3 Útil para condensación de vapores, y conexión para tubos con oliva de vidrio. Muy buena resistencia química, alta resistencia térmica y mínima dilatación térmica.