

LUZEREN®

Matraz Erlenmeyer de vidrio 100ml



Especificaciones:

Catalogo	PRO1001109
Capacidad	100ml
Graduación	20ml
Rango graduado	40-100ml
Ø Interno boca	25mm (Aprox.)
Diámetro base	45mm (Aprox.)
Altura	105mm (Aprox.)
Material	Boro 3.3
Color	Claro

Descripción:

Matraz Erlenmeyer de vidrio borosilicato, son un elemento ampliamente utilizado en laboratorios de química y biología debido a que su forma cónica con base ancha y cuello estrecho, permite agitar las soluciones continuamente sin riesgo a ser derramadas. Son también ideales para el calentamiento de muestras.

Graduación en color blanco.