

LUZEREN®

Balanza granataria con triple brazo con pesas



Descripción:

Balanza mecánica granataria de triple brazo, de construcción durable y gran versatilidad para adaptarse a una amplia gama de aplicaciones en laboratorios de física, química, investigación científica, agricultura, textil, minería y la enseñanza. Pesaje rápido y preciso por la amortiguación magnética que hace que el puntero descansa con una cantidad mínima de oscilaciones.

Especificaciones:

Catalogo	PRO1001268
Capacidad	2610g
Precisión	0.1g
Tara	0-225g
Diámetro del plato	148mm
Brazo central	500g X 100g
Brazo frontal	10g X 0.1g
Brazo trasero	100 X 10g
Peso	13 Kg
Medidas (L*W*H)	470*148*155mm

Incluye dos pesas de 1Kg y una de 500g