

LUZEREN®

INCUBADORA DE PISO CON AGITACION



Descripción:

Incubadora vertical de piso con agitacion, control con microprocesador y pantalla LCD, interiores en acero inoxidable 304 con acabado brillante. Agitacion orbital de 40-300 rpm +/- 1 con orbita de 20mm, reloj, carga máxima de 10Kg. Tiene ruedas y freno para mejor manejo. Incluye plataforma de resortes, entrepaño y lampara UV.

Especificaciones:

Catalogo	PRO1001322
Velocidad de Agitacion	40~300r/min
Diámetro de orbita	20mm
Rango de Temperatura	35~65°C
Resolución de temperatura	0.1°C
Fluctuación de temperatura	+/-5°C
Reloj	0.1~99hr 59 minutos
Carga Maxima	10K
Entrepaños	1
Plataforma con resortes	1
Lampara UV	SI
Medida de la Plataforma	400*340mm
Medidas Interiores (W*D*H)	505*400*500mm
Medidas Exteriores (W*D*H)	635*730*980mm
Consumo eléctrico	750W
Alimentación Eléctrica	110V, 60Hz