

# LUZEREN®

## Refractómetro tipo Abbe 0-95% Brix



### Descripción:

Refractómetro de mesa análogo tipo Abbe, aplicable para muestras solidas o liquidas, translucidas o transparentes. La medición es en índice de refracción nD, en porcentaje de dispersión nF-nC y masa fraccional (Brix) en soluciones de azúcar de caña. De uso en la industria del petróleo, aceites, farmacéutica, pinturas, alimentos, refinación de azúcar. Aplicación en centros de investigación científica y demás laboratorios multidisciplinarios.

### Especificaciones:

<b>Catalogo</b>	<b>PRO1001338</b>
Modelo	WYA
Rango	1.3000 – 1.7000nD
Resolución	0.0005nD; 0.25% Brix
Precisión	±0.0002nD; +/-0.1% Brix
Rango de solidos totales	0-95% Brix
Temperatura de operación	5 – 35°C
Peso	2.6 Kg
Medidas exteriores	200*100*240mm
Alimentación eléctrica	110V 50/60Hz

Cuenta con termómetro digital, destornillador, muestra estándar (K9), botella con bromuro de naftaleno y estuche de plástico.