

LUZEREN®

Polarímetro automático



Descripción:

Polarímetro automático con pantalla de LCD, control con microprocesador, teclado de membrana, almacena 3 valores y calcula el promedio de la medición. Tiene salida RS232. Ampliamente utilizado en diferentes campos de la industria química orgánica, medicina, agricultura, alimenticia, petrolera, clínicas de la salud, etc.

Especificaciones:

Catalogo	PRO1001341
Rango de operación	+/-45° (+/-120°Z)
Lectura mínima de	0.001° (0.01°Z)
Precisión	+/- (0.01° + valor de medición X 0.05%) +/- (0.03°Z + valor de medición X 0.05%)
Repetibilidad	Transmitancia de la muestra >1% <0.002° Transmitancia de la muestra >1% <0.006°Z
Iluminación monocromática	Lampara de LED (589.44nm)
Peso	30 Kg
Medidas totales	730*450*370mm
Alimentación eléctrica	115V 50/60Hz

Incluye juego de tubos de medición de 100 y 200mm.