

# LUZEREN®

## Microscopio Triocular Biológico



Gran aplicación en clínicas de salud, instituciones medicas, la enseñanza y demás laboratorios multidisciplinarios

### Descripción:

Microscopio triocular biológico de estructura estable, platina mecánica con mandos coaxiales X/Y y escala vernier. y maneral ajustable. Enfoque coaxial grueso/fino. Contraste de fases. Excelente imagen por la combinación de la óptica acromática con los objetivos de alta calidad, oculares de campo amplio y su potente lámpara de halógeno ajustable.

### Especificaciones:

<b>Catalogo</b>	<b>PRO1001346</b>
Magnificación total	40X~1600X
Objetivos acromáticos	4X, 10X, 40Xs y 100Xs(aceite)
Oculares de campo amplio	WF 10X/18mm
Cabezal	Binocular rotatorio 360° con inclinación a 45°
Enfoque y rango	Grueso y fino 30mm, intervalo de enfoque 0,002mm
Condensador	Centrable Abbe 1.25 NA con diafragma en iris y porta filtros
Iluminación	Lampara de halógeno graduable 6V/20W
Peso	7.2 Kg
Medidas totales	325*275*425mm
Alimentación eléctrica	110V 50/60Hz

Incluye filtro azul, funda de plástico, aceite de inmersión e instructivo