

LUZEREN®

Desecador de vidrio con vacío



Descripción:

Desecador de vidrio borosilicato con llave de paso para acoplamiento a bomba de vacío. Juntas esmeriladas. Uso en desecación y almacenaje de material sensible a la humedad. Incluye placa de porcelana para muestras.

Especificaciones:

Catalogo	PRO1001409
Diámetro Interior (d1)	130mm
Diámetro Interior (d2)	190mm
Diámetro Interior (d3)	200mm
Altura (H)	340mm
Diámetro de placa	185mm
Peso	4.5Kg
Medidas embalaje (W*D*H)	310*310*250mm