



## Fotodocumentador de geles



### Descripción:

Fotodocumentador de geles de operación simple y rápida respuesta para análisis cuantitativo de ácidos nucleicos y proteínas. puedes transferir las imágenes a un teléfono inteligente o a una tableta, tiene luz azul de 470nm, tamaño del gel 10\*10cm, para colorantes como SYBR Safe, GelGreen Protein, Azul de Coomassie, ECO Safe, Plata y otros.

### Especificaciones:

Catalogo	PRO1001587
Filtro protector	Ámbar, para observación y corte de geles.
Área de visualización	10*10cm
Fuente de luz (L*W*H)	216*168*54mm
Cubierta de fuente de luz (L*W*H)	211*161*108mm
Peso	1.2Kg.
Medidas totales (L*W*H)	216*168*128mm
Alimentación eléctrica	Convertidor de voltaje 12V AC/DC, 1.5A