

# LUZEREN®

## Microscopio Binocular Básico Digital HD LED

### Descripción:

Microscopio Binocular Básico Digital con cámara HD 2Mpix con puerto USB adaptable a un ocular, cabezal inclinado a 30°, giratorio 360° y distancia Interpupilar ajustable. Torreta con 4 objetivos acromáticos, enfoque micro y macrométrico. Platina mecánica con mandos coaxiales X/Y, iluminación LED ajustable. Condensador con disco de diafragma. Incluye cámara digital para visualizar y guardar imágenes en PC, soporte adaptador universal para teléfono inteligente, 10 portaobjetos con muestra de especímenes biológicos y juego de accesorios.

### Especificaciones:

Catalogo	PRO1001742
Oculares de campo amplio	(2) WF 10X, (2) WF 25X
Magnificadores	(2) 2X
Cabezal	Rotatorio 360°
Distancia interpupilar	55 - 75mm
Objetivos	4X N.A. 0.10 (160/0.17), 10X N.A. 0.25 (160/0.17), 40X N.A. 0.65 (160/0.17), 100X N.A. 1.25, retráctil aceite (160/0.17)
Platina (medidas)	Medidas: 130*130mm
Peso	3Kg
Dimensiones (L*W*H)	175*150*250mm
Alimentación eléctrica	110V 50/60Hz (Adaptador) Opción a 3 baterías "AA" 1.5V



Incluye estuche (funda) de tela con interior de espuma moldeada, cierre y asa. Código QR y link para descarga de software de la cámara.