

LUZEREN®

Phmetro portátil tipo pluma con ATC



Descripción:

Phmetro portátil tipo pluma, pantalla de LCD. Compensación automática de temperatura (ATC). Se incluyen soluciones Buffer (PH4.003 y PH6.864), desarmador, baterías y estuche rígido.

Especificaciones:

Catalogo	PRO1002264
Rango	pH: 0.00 -14.00 Temp: 0-55°C
Resolución	pH: 0.01 0.1°C
Precisión	pH: ±0.1 +/-1°C
Temperatura de operación y ATC	0-50°C
Peso	91g
Medidas totales (L*W*H)	170*36*23mm
Alimentación eléctrica	Baterías 4*1.5V (AG-13)