



Centrifuga Clínica Digital para 6 tubos



Descripción:

Centrifuga clínica silenciosa con velocidad variable programada (Incrementos de 500 RPM). Control digital con rotor de ángulo fijo para 6 Tubos 10-15ml. Paro automático, pantalla LED y reloj. Adecuada para departamentos de investigación científica, universidades, laboratorios de biología, química, medicina, etc.

Especificaciones:

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Catalogo | PRO1002376 |
| Rangos de velocidad | 1000 – 4000 RPM |
| Reloj | 0-60 Min |
| Fuerza centrífuga máxima | 1795 x g |
| Ruido | ≤70dB |
| Consumo | 90W |
| Medidas | 280*280*320mm |
| Alimentación eléctrica | 120V, 50/60Hz |