



Placa de calentamiento



Descripción:

Placa de calentamiento para laminillas, con cubierta de aluminio anodizado, control de temperatura y pantalla de LED. Ideal para uso en citología, histología, patología y biología, para el montaje de secciones de tejido de parafina. Garantiza una transferencia de calor uniforme. La superficie negra anodizada proporciona contraste. Cable de alimentación removible para facilitar su limpieza.

Especificaciones:

Catalogo	PRO1002379
Modelo	XH-2001
Temperatura	De ambiente a 70°C +/-2°C
Capacidad	66 laminillas aprox.
Medida de plataforma (W*D)	640*230mm
Medidas totales (W*D*H)	640*235*100mm
Peso	8.6Kg
Consumo eléctrico	200W
Alimentación eléctrica	110V, 50/60 Hz