



Placa de calentamiento



Descripción:

Placa de calentamiento para laminillas, con cubierta de aluminio anodizado, control de temperatura y pantalla de LED. Ideal para uso en citología, histología, patología y biología, para el montaje de secciones de tejido de parafina. Garantiza una transferencia de calor uniforme. La superficie negra anodizada proporciona contraste. Cable de alimentación removible para facilitar su limpieza.

Especificaciones:

Catalogo	PRO1002380
Modelo	XH-2002
Temperatura	De ambiente a 70°C +/-2°C
Capacidad	23 laminillas aprox.
Medida de plataforma (W*D)	640*230mm
Medidas totales (W*D*H)	260*200*85mm
Peso	3.1Kg
Consumo eléctrico	100W
Alimentación eléctrica	110V, 50/60 Hz