



## Dispensador de parafina



### Descripción:

Dispensador de parafina control digital con pantalla de LEDs, tina de acero inoxidable y válvula dispensadora de alta resistencia. Tiene asas laterales y tapa de cristal con orificio para termómetro.

### Especificaciones:

Catalogo	PRO1002381
Capacidad	9.5 Litros
Temperatura máxima	Hasta 72°C, +/-2°C
Medidas de la tina (Dia*H)	230*250mm
Medidas totales (W*D*H)	400*350*450mm
Peso	20 Kg.
Consumo eléctrico	1Kw
Alimentación eléctrica	110V, 50/ 60 Hz.