

# LUZEREN®

## Mantilla digital 500ml



### Descripción:

Mantilla de calentamiento semiesférica, control digital de temperatura con pantalla de LED, varilla pinza de sujeción y sensor externo de temperatura para inserción directa en el matraz. Exteriores de acero con acabado en pintura electrostática. Fibra de vidrio tejida en su interior. Gran aplicación en la industria de la medicina, petroquímica, protección al medio ambiente, la enseñanza, etc.

### Especificaciones:

<b>Catalogo</b>	<b>PRO1002461</b>
Capacidad	500ml
Rango de temperatura	37 A 300°C
Peso	3Kg
Medidas exteriores (Dia*H)	220*165mm
Consumo eléctrico	250W
Alimentación eléctrica	110V, 50/60Hz