


LUZEREN®

Torso humano de 50cm



Descripción:

Torso humano con órganos extraíbles, fabricado en plástico de alta calidad y durabilidad. Tiene 12 partes removibles. Modelo realista perfecto para la enseñanza (anatomía y biología) y para la educación del paciente. Facilita la localización de órganos ya que las piezas están numeradas e incluye una guía simple de referencia.

Especificaciones:

Catalogo	PRO1002483
Altura	50cm
Peso	2.8 Kg
Medidas caja (W*D*H)	500*240*140mm