

# LUZEREN®

## Centrifuga Universal con rotor colgante



### Descripción:

Centrifuga universal ventilada, control digital con microprocesador. Silenciosa, baja emisión de temperatura durante el centrifugado, función autobalance. Incluye rotor colgante con 4 canastillas para 100ml, 4 adaptadores para 8 tubos cónicos de 50ml y 4 adaptadores para 16 tubos cónicos de 15ml. De gran utilidad en la separación de plasma y licor suspendido. De uso común en laboratorios de química, biología, medicina, protección ambiental, alimentos y bebidas, etc.

### Especificaciones:

Catalogo	PRO1002510
Velocidad máxima	4000 RPM
Fuerza centrífuga máxima	2770 x g
Reloj	0-99 Min
Nivel máximo de ruido	≤70dB
Peso	53 Kg
Medidas (L*W*H)	505*450*425mm
Alimentación eléctrica	110V, 50/60Hz