

# LUZEREN®

## Microscopio estéreo educacional portátil



### Descripción:

Microscopio binocular estereoscópico o básico educacional portátil. Con ángulo de inclinación a 45° y distancia Inter pupilar ajustable. Construido con fuente de luz y lentes de cristal. Cabezal binocular e iluminación LED para lograr una imagen clara hasta 20X. Plato bicolor removible para un mejor contraste de la muestra, 2 pinzas metálicas. Equipo diseñado para observar el objeto en sus 3D directamente sin necesidad el uso de portaobjetos.

### Especificaciones:

<b>Catalogo</b>	<b>PRO1002523</b>
Oculares de campo amplio	WF 10X/20mm
Objetivo	2X, 20 aumentos
Peso	1 Kg
Medidas totales	180*240*290mm
Alimentación eléctrica	BATERIAS "AA" 2*1.5V