

Conductivímetro digital de mesa



Descripción:

Conductivímetro digital de mesa, compensación de temperatura automática (ATC), pantalla de LCD. Gran aplicación en la enseñanza, la investigación, el monitoreo del medio ambiente, la industria química, el análisis de la calidad del agua, etc.

Especificaciones:

Catalogo	PRO1002574
Rangos	0~1.999, 19.99, 199.9, 1999uS/cm, 19.99, 199.9mS/cm
Precisión	+/-1% F.S.
Temperatura	0 a 105.0°C +/-1°C
Calibracion	1 Punto por rango
ATC	0 a 100°C
Constante de celda	K=1.0
Peso	1.5Kg.
Medidas totales (L*W*H)	210*205*75mm
Alimentación eléctrica	Convertidor AC/DC 9V. 400mA

Incluye electrodo de conductividad (CON-1), sensor de temperatura, portaelectrodo y convertidor de corriente 9V.