

LUZEREN®

Phmetro de bolsillo



Descripción:

Phmetro de bolsillo con ATC de alta precisión. con calibración manual, calibración en 1 punto, pantalla de LCD.

Especificaciones:

Catalogo	PRO1002593
Rango de pH	0.0 -14.0
Resolución pH	0.01
Precisión pH	+/-0.1
ATC	De 0 a 50°C
Temperatura de operación	0-50°C
Peso	60g.
Medidas totales (L*Dia)	155*31*16mm
Alimentación eléctrica	Baterías 4*1.5V. (AG13)

Incluye destornillador y 4 baterías AG13 y estuche rígido.