

# LUZEREN®

## Incubadora y cámara climática para 350L



### Descripción:

Incubadora y cámara climática para crecimiento de plantas y pruebas de envejecimiento. El interior es de acero inoxidable brillante con esquinas redondeadas que facilita la limpieza. Puerta solida, control con microprocesador y pantalla de LED, reloj y alarma. Exteriores de acero con acabado en pintura electrostática que lo hace resistente a la corrosión. Es un equipo ampliamente utilizado en pruebas de protección ambiental, prevención y control de epidemias, pruebas farmacéuticas, acuicultura, etc. Ideal para análisis del agua, pruebas de BOD, cultivo de hongos, bacterias, plantas y reproducción de semillas.

### Especificaciones:

Catalogo	PRO1002683
Modelo	PQX-350H
Capacidad	350L (12.36cuft)
Temperatura con luz	10 a 50°C
Temperatura sin luz	4 a 50°C
Sensibilidad	±0.1°C
Estabilidad	±1.0°C
Uniformidad	±2°C
Humedad	50 – 90%, ±7% RH
Iluminación (4 Etapas)	0-20,000 Luxes
Reloj	1-99 Horas
Entrepaños	3 Piezas
Medidas Interiores (W*D*H)	520*550*1140mm
Medidas Exteriores (W*D*H)	830*850*1850mm
Consumo Eléctrico	1650W
Alimentación Eléctrica	120V, 50/60Hz