

Placa convertidora de luz blanca



Descripción:

Placa convertidora de luz blanca, tamaño compacto para uso de laboratorio, es de bajo consumo eléctrico, aplicable para el fotodocumentador SML-01. Puede usarse de forma independiente para visualizar geles colorimétricos teñidos con azul de Coomassie o Plata.

Especificaciones:

Catalogo	PRO1002752
Modelo	SW-01
Área de iluminación (D*W)	170*275mm
Ancho de banda (nm)	Luz Blanca (chip azul + polvo amarillo fluorescente)
Compatibilidad	SML-01 (PRO1002751)
Iluminación	LEDs
Peso	1.3Kg.
Medidas totales (D*W*H)	210*305*15mm
Alimentación eléctrica	12VDC, 0.5A