

Phmetro de mesa 0-15.00 +/-0.01



Descripción:

Phmetro de mesa, mide pH/mV y temperatura. Equipo de gran aplicación para pruebas de tratamiento de aguas, educación e investigación. En la agricultura y análisis ambientales. Los componentes vitales como el electrodo son de excelente calidad (Hecho en UK) lo cual le da una mayor confiabilidad a la marca.

Especificaciones:

Catalogo	PRO1002885
Modelo	KEL-LIDA220
Rango de pH	-1.00~15.00pH
Precisión	±0.01pH
Resolución de pH	0.01pH
Puntos de calibracion	1 a 3
Soluciones de calibracion	USA (pH4.01/7.00/10.01) ó NIST (pH4.01/6.86/9.18)
Compensación de temperatura	0~100°C, 32~212°F
Modo de compensación	Manual o automática
Rango de mV	-1000~1000mV
Precisión	±1mV
Resolución	1mV
Rango de temperatura	0~105°C, 32~221°F
Precisión	±1°C
Resolución	0.1°C
Rango de calibracion	Valor Medido ±10°C
Pantalla	LCD (135*75mm)
Peso	1.5Kg.
Medidas totales (L*W*H)	210*205*75mm
Alimentación eléctrica	Convertidor AC/DC 9V. 400mA

Incluye electrodo de pH, sensor de temperatura, portaelectrodo, sobres con polvo para preparar soluciones (pH Buffer) y convertidor de corriente 9V.