



## Centrifuga para hematocrito



### Descripción:

Centrifuga para hematocrito, motor de inducción magnética libre de carbones. Control con microprocesador, pantalla digital. Tiene patas de alta succión para darle mayor estabilidad. Gran aplicación para medicina clínica, biología, ingeniería genética, inmunología, etc.

### Especificaciones:

<b>Catalogo</b>	<b>PRO1002980</b>
Velocidad máxima	12,000 rpm (RCF: 14,800 x g)
Tipo de rotor	Angular
Ruido	<55dB(A)
Reloj	0 - 99 min.
Medidas totales (L*W*H)	300*270*210mm
Peso	10.5 Kg.
Alimentación eléctrica	110V AC, 60 Hz.

Incluye rotor para 24 tubos de 75mm