

LUZEREN®

Cámara de Electroforesis Horizontal LED



Descripción:

Cámara de electroforesis horizontal, compacta y portátil con fuente de poder integrada. Pantalla de LED y teclado de membrana. Fabricada en PC + ABS. Se dispara una alarma de recordatorio cuando se activa la función de "Pausa". El tanque y la fuente de poder pueden separarse fácilmente para su limpieza. Equipo utilizado principalmente para detección, separación y purificación de ácidos nucleicos.

Especificaciones:

Catalogo	PRO1002988
Capacidad de Buffer	500ml
Medidas Tanque Gel (L*W*H)	150*150*40mm
Reloj	0 A 99h, 59min o continuo
Fuente de Poder	10-150V / 10-400mAMP (Etapa de 1V/1AMP).
Potencia Máxima	55W
Charolas para Gel	135*135mm (1 pza) 135*65mm (1 pza) 65*65mm (2 pzas)
Peines (7)	(1) 1.5mm, (7+7/14 dientes) (1) 1.5mm, (9+9/19 dientes) (1) 2.0mm, (2+3/3+3 dientes) (4) 1.0mm, (12+12/27 dientes)
Peso	830g
Medidas totales(L*W*H)	263*195*62mm
Alimentación eléctrica	100-240V, 50/60 Hz