

LUZEREN®

Refractómetro automático



Descripción:

Refractómetro digital de mesa automático, pantalla de LCD táctil. Control termostático y corrección automática de temperatura. Este equipo al ser automático evita errores en la manipulación. De uso en la industria del petróleo, aceites, farmacéutica, pinturas, alimentos y refinación de azúcar. Para investigación en institutos, universidades y centros de investigación científica.

Especificaciones:

Catalogo	PRO1002993
Modelo	WYA-ZT
Rango (nD)	1.30000 – 1.70000
Brix (BX-TC)	0 – 95%
Precisión (nD)	±0.0002
Brix solidos disueltos	±0.1%
Resolución (nD)	0.0001
Brix solidos disueltos	±0.01%
Rango de temperatura	0-50°C
Interfaz	RS232
Peso	3 Kg
Medidas exteriores	329*214*150mm
Alimentación eléctrica	110V 50/60Hz