

LUZEREN®

Baño de ultrasonido 22.54L



Descripción:

Baño de ultrasonido digital, control con microprocesador, funciones en pantalla de LCD, reloj. Interiores y exteriores de acero inoxidable. Agarraderas laterales de plástico. Equipo Ideal para limpieza y manufactura de joyería, ópticas, relojerías, laboratorios de odontología, hospitales, clínicas y algunas aplicaciones de la industria electrónica.

Especificaciones:

Catalogo	PRO1003002
Capacidad (litros)	22.54L
Temperatura	AMB a 80°C
Frecuencia	40kHz
Reloj	1 - 99999min
Medidas internas (L*H*W)	500*300*150mm
Consumo eléctrico del calentador	600W
Consumo eléctrico del ultrasonido	500W Ajustable (40 y 100%)
Alimentación eléctrica	110V, 50/60 Hz

Incluye: tapa y canasta de acero inoxidable.