

LUZEREN®

Baño maría digital 6L



Descripción:

Baño maría con control digital, pantalla de LED, interiores en acero inoxidable tipo 304. Cubierta de acero inoxidable con 2 huecos para tapa y anillos. Exterior en lamina esmaltada de alta resistencia química. Aplicación para calentamiento de reactivos, fusión de sustratos, incubación de cultivos celulares, etc.

Especificaciones:

catalogo	PRO1003038
Capacidad (litros)	6L
Rango de temperatura	AMB +5 a 99°C
Peso	4.6kg
Medidas interiores (W*D*H)	300*150*140mm
Medidas exteriores (W*D*H)	350*220*200mm
Consumo eléctrico	600W
Alimentación eléctrica	110V, 50/60 Hz

Incluye rejilla, 2 tapas y 8 anillos concéntricos