

LUZEREN®

Baño maría digital 6L



Descripción:

Baño maría con control digital, pantalla de LED, interiores en acero inoxidable tipo 304. Exterior en lamina esmaltada de alta resistencia química. Aplicación en calentamiento de reactivos, fusión de sustratos, incubación de cultivos celulares, etc.

Especificaciones:

catalogo	PRO1003039
Capacidad (litros)	6L
Rango de temperatura	AMB +10 a 99°C
Peso	4.6kg
Medidas interiores (W*D*H)	300*150*140mm
Medidas exteriores (W*D*H)	350*200*220mm
Consumo eléctrico	600W
Alimentación eléctrica	110V, 50/60 Hz

Incluye rejilla y tapa de acero inoxidable