

LUZEREN®

Baño maría digital 18L



Descripción:

Baño maría con control digital, pantalla de LED, interiores en acero inoxidable tipo 304. Con cubierta de acero inoxidable y 6 huecos para tapas y anillos. Exterior en lamina esmaltada de alta resistencia química. Aplicación en calentamiento de reactivos, fusión de sustratos, incubación de cultivos celulares, etc.

Especificaciones:

catalogo	PRO1003040
Capacidad (litros)	18L
Rango de temperatura	AMB +10 a 99°C
Peso	12kg
Medidas interiores (W*D*H)	450*300*130mm
Medidas exteriores (W*D*H)	510*350*210mm
Consumo eléctrico	1500W
Alimentación eléctrica	110V, 50/60 Hz

Incluye rejilla, 6 tapas y 24 anillos concéntricos.