

LUZEREN®

Parrilla de Calentamiento con Placa SS



Descripción:

Parrilla de calentamiento con placa rectangular de acero inoxidable, control digital y pantalla de LED. Es un equipo ideal para el calentamiento de muestras de forma controlada y precisa. Adecuado para la enseñanza, protección al medio ambiente, saneamiento, aplicaciones medicas y demás laboratorios multidisciplinarios.

Especificaciones:

Catalogo	PRO1003146
Temperatura máxima	299°C
Medidas de placa	300*400mm
Peso	17Kg
Medidas totales (L*W*H) del empaque.	470*410*230mm
Consumo eléctrico	1500W
Alimentación eléctrica	110V 50/60Hz

* Incluye sonda para medición de temperatura de la muestra.